



Controller CT-900 och LS-900

Förhindra fallskador med hjälp av CT-900 med inbyggt ljus.

Aktivering av ljuset kan ske med hjälp av en sänglist som placeras i sängen eller en SängVakt PIR900.

När personen går upp ur sängen aktiveras CT-900 som tänds ljuset. CT-900 kan också sända ett larm om personen ej är tillbaka i sängen på en förutbestämd tid, som till exempel vid ett fall. Är man tillbaka i sängen innan tiden löpt ut skickas inget larm och ljuset släcks automatiskt. Man kan koppla in ytterligare 5st lampor LS-900 vid behov.

Man kan också använda CT-900 till att tid styra produkter i KNOP's 900-serie, som till exempel en SängVakt PIR900 som bara vill skall larma nattetid.

Beställning

CT-900LED: Controller med ljus

Beställning

LS-900: Ljus enhet

Tekniska data

Artikel nr: CT-900
Kabinett dimensioner: Ø: 110 mm
Anslutning: 230 Vac
Vikt: 140 g
Färg: Benvit

Tekniska data

Artikel nr: LS-900
Kabinett dimensioner: Ø: 110 mm
Anslutning: 230 Vac
Vikt: 130 g
Färg: Benvit

KNOP REHATEK AB

GIAB huset, Ankdammsgatan 35
SE-171 67 Solna
Tel: 020-12 12 34 Fax: +45 97 84 06 66
E-post: knop@knop.se Web: www.knop.se



KNOP
REHATEK